

INFORMACIÓN GENERAL

Nombre del producto : Cesta para tubos**Descripción :** De polipropileno. Autoclavable a 121 °C

Esterilizable en autoclave a 121°

DATOS TÉCNICOS

| referencia | h (mm) | l (mm) | w (mm) | unidades por ref. |
|--------------|--------|--------|--------|-------------------|
| TTBP-001-001 | 140 | 120 | 110 | 1 |
| TTBP-002-001 | 160 | 160 | 160 | 1 |

EMBALAJE Y DATOS LOGÍSTICOS

| referencia | vol (l) | kg | TARIC | GTIN |
|--------------|----------|-------|----------|----------------|
| TTBP-001-001 | 1,98 | 0,07 | 39269097 | 08434868049918 |
| TTBP-002-001 | 4,746875 | 0,135 | 39269097 | 08434868049925 |

FOTO DEL PRODUCTO



GENERAL INFORMATION

Product name : Test tube basket**Description :** Made of polypropylene. Autoclavable at 121°C

Autoclavability

TECHNICAL DATA

| reference | h (mm) | l(mm) | w (mm) | pcs/pack |
|--------------|--------|-------|--------|----------|
| TTBP-001-001 | 140 | 120 | 110 | 1 |
| TTBP-002-001 | 160 | 160 | 160 | 1 |

PACKAGING AND LOGISTICS

| reference | vol (l) | kg | TARIC | GTIN |
|--------------|----------|-------|----------|----------------|
| TTBP-001-001 | 1,98 | 0,07 | 39269097 | 08434868049918 |
| TTBP-002-001 | 4,746875 | 0,135 | 39269097 | 08434868049925 |

PRODUCT PHOTO



INFORMATIONS GÉNÉRALES

Nom produit : Panier pour tube**Description :** En polypropylène. Autoclavable à 121 °C

Autoclavable

DONNÉES TECHNIQUES

| référence | h (mm) | long. (mm) | larg. (mm) | unités par ref. |
|--------------|--------|------------|------------|-----------------|
| TTBP-001-001 | 140 | 120 | 110 | 1 |
| TTBP-002-001 | 160 | 160 | 160 | 1 |

EMBALLAGE ET LOGISTIQUE

| référence | vol (l) | kg | TARIC | GTIN |
|--------------|----------|-------|----------|----------------|
| TTBP-001-001 | 1,98 | 0,07 | 39269097 | 08434868049918 |
| TTBP-002-001 | 4,746875 | 0,135 | 39269097 | 08434868049925 |

PHOTO PRODUIT



INFORMAZIONE GENERALE

Nome del prodotto : Cestino per provette**Descrizione :** In polipropilene. Autoclavabile a 121 °C

Autoclavabile

DATI TECNICI

| referenza | h (mm) | L (mm) | w (mm) | unità per ref. |
|--------------|--------|--------|--------|----------------|
| TTBP-001-001 | 140 | 120 | 110 | 1 |
| TTBP-002-001 | 160 | 160 | 160 | 1 |

IMBALLAGGIO E DATI LOGISTICI

| referenza | vol (l) | kg | TARIC | GTIN |
|--------------|----------|-------|----------|----------------|
| TTBP-001-001 | 1,98 | 0,07 | 39269097 | 08434868049918 |
| TTBP-002-001 | 4,746875 | 0,135 | 39269097 | 08434868049925 |

FOTO DEL PRODOTTO



ALGEMENE INFORMATIE

Produktnaam : Mand voor buisjes**Beschrijving :** Van polypropyleen. Autoclaveerbaar bij 121 °C

Autoclaveerbaar

TECHNISCHE GEGEVENS

| referentie | h (mm) | l (mm) | b (mm) | stuks per ref. |
|--------------|--------|--------|--------|----------------|
| TTBP-001-001 | 140 | 120 | 110 | 1 |
| TTBP-002-001 | 160 | 160 | 160 | 1 |

VERPAKKING EN LOGISTIEKE GEGEVENS

| Referentie | vol (l) | kg | TARIC | GTIN |
|--------------|----------|-------|----------|----------------|
| TTBP-001-001 | 1,98 | 0,07 | 39269097 | 08434868049918 |
| TTBP-002-001 | 4,746875 | 0,135 | 39269097 | 08434868049925 |

PRODUKTFOTO



ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Produktname : Korb für Röhren**Beschreibung :** Aus Polypropylen. Autoklavierbar bis 121 °C.

Autoklavierbar

TECHNISCHE DATEN

| Artikelnummer | H (mm) | L (mm) | B (mm) | Stückzahl pro Artikel |
|---------------|--------|--------|--------|-----------------------|
| TTBP-001-001 | 140 | 120 | 110 | 1 |
| TTBP-002-001 | 160 | 160 | 160 | 1 |

VERPACKUNG UND LOGISTIKDATEN

| Referenz | vol (l) | kg | TARIC | GTIN |
|--------------|----------|-------|----------|----------------|
| TTBP-001-001 | 1,98 | 0,07 | 39269097 | 08434868049918 |
| TTBP-002-001 | 4,746875 | 0,135 | 39269097 | 08434868049925 |

PRODUKTFOTO

