

INFORMACIÓN GENERAL

Nombre del producto : Escobillones para tubos de ensayo**Descripción :** De nylon o de pelo natural sobre un mango de alambre galvanizado


DATOS TÉCNICOS

referencia	ltotal (mm)	Øcepillo(mm)	lcepillo (mm)	tipo	unidades por ref.
BRU1-002-002	120	6	40	nylon (A)	2
BRU3-001-001	170	17	55	pelo natural (B)	1
BRU3-002-001	200	25	75	pelo natural (C)	1
BRU3-003-001	240	35	70	pelo natural (D)	1

EMBALAJE Y DATOS LOGÍSTICOS

referencia	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
BRU1-002-002	0,176	0,048	96039099	08434868011076
BRU3-001-001	0,152	0,005	96039099	08434868011120
BRU3-002-001	0,2	0,01	96039099	08434868011137
BRU3-003-001	0,625	0,015	96039099	08434868011144

FOTO DEL PRODUCTO



GENERAL INFORMATION

Product name : Test tube brushes**Description :** White nylon or natural bristle hand on twisted galvanised iron wire stem


TECHNICAL DATA

reference	ltotal (mm)	Øbrush (mm)	lbrush (mm)	type	pcs/pack
BRU1-002-002	120	6	40	nylon (A)	2
BRU3-001-001	170	17	55	natural bristle (B)	1
BRU3-002-001	200	25	75	natural bristle (C)	1
BRU3-003-001	240	35	70	natural bristle (D)	1

PACKAGING AND LOGISTICS

reference	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
BRU1-002-002	0,176	0,048	96039099	08434868011076
BRU3-001-001	0,152	0,005	96039099	08434868011120
BRU3-002-001	0,2	0,01	96039099	08434868011137
BRU3-003-001	0,625	0,015	96039099	08434868011144

PRODUCT PHOTO



INFORMATIONS GÉNÉRALES

Nom produit : Goupillon pour tube à essai**Description :** En nylon ou poil naturel sur un manche en acier zingué


DONNÉES TECHNIQUES

référence	long. totale (mm)	Øbrosse (mm)	lbrosse (mm)	type	unités par ref.
BRU1-002-002	120	6	40	nylon (A)	2
BRU3-001-001	170	17	55	poil naturel (B)	1
BRU3-002-001	200	25	75	poil naturel (C)	1
BRU3-003-001	240	35	70	poil naturel (D)	1

EMBALLAGE ET LOGISTIQUE

référence	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
BRU1-002-002	0,176	0,048	96039099	08434868011076
BRU3-001-001	0,152	0,005	96039099	08434868011120
BRU3-002-001	0,2	0,01	96039099	08434868011137
BRU3-003-001	0,625	0,015	96039099	08434868011144

PHOTO PRODUIT



INFORMAZIONE GENERALE

Nome del prodotto : Spazzolino per provette**Descrizione :** In nylon o setola naturale su manico di ferro zincato


DATI TECNICI

referenza	ltotale (mm)	Øspazzolino (mm)	lspazzolino (mm)	tipo	unità per ref.
BRU1-002-002	120	6	40	nylon (A)	2
BRU3-001-001	170	17	55	setola naturale (B)	1
BRU3-002-001	200	25	75	setola naturale (C)	1
BRU3-003-001	240	35	70	setola naturale (D)	1

IMBALLAGGIO E DATI LOGISTICI

referenza	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
BRU1-002-002	0,176	0,048	96039099	08434868011076
BRU3-001-001	0,152	0,005	96039099	08434868011120
BRU3-002-001	0,2	0,01	96039099	08434868011137
BRU3-003-001	0,625	0,015	96039099	08434868011144

FOTO DEL PRODOTTO



ALGEMENE INFORMATIE

Produktnaam : Borstels voor reageerbuizen

Beschrijving : Van nylon of natuurlijk haar op een structuur van gegalvaniseerd draad


TECHNISCHE GEGEVENS

referentie	ltotaal (mm)	Øborstel(mm)	lborstel (mm)	type	stuks per ref.
BRU1-002-002	120	6	40	nylon (A)	2
BRU3-001-001	170	17	55	natuurlijk haar (B)	1
BRU3-002-001	200	25	75	natuurlijk haar (C)	1
BRU3-003-001	240	35	70	natuurlijk haar (D)	1

VERPAKKING EN LOGISTIEKE GEGEVENS

Referentie	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
BRU1-002-002	0,176	0,048	96039099	08434868011076
BRU3-001-001	0,152	0,005	96039099	08434868011120
BRU3-002-001	0,2	0,01	96039099	08434868011137
BRU3-003-001	0,625	0,015	96039099	08434868011144

PRODUKTFOTO



ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Produktname : Bürsten für Reagenzgläser**Beschreibung :** Aus Nylon oder Naturhaar, Griff aus galvanisiertem Draht.

TECHNISCHE DATEN

Artikelnummer	Lgesamt (mm)	ØBürste(mm)	LBürste (mm)	Typ	Stückzahl pro Artikel
BRU1-002-002	120	6	40	Nylon (A)	2
BRU3-001-001	170	17	55	Naturhaar (B)	1
BRU3-002-001	200	25	75	Naturhaar (C)	1
BRU3-003-001	240	35	70	Naturhaar (D)	1

VERPACKUNG UND LOGISTIKDATEN

Referenz	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
BRU1-002-002	0,176	0,048	96039099	08434868011076
BRU3-001-001	0,152	0,005	96039099	08434868011120
BRU3-002-001	0,2	0,01	96039099	08434868011137
BRU3-003-001	0,625	0,015	96039099	08434868011144

PRODUKTFOTO

