

INFORMACIÓN GENERAL

Nombre del producto : Soporte para buretas**Descripción :** Disponible en polipropileno y en aluminio pintado


DATOS TÉCNICOS

referencia	tipo	unidades por ref.
BCFP-001-001	de polipropileno para 1 bureta	1
BCFP-002-001	de polipropileno para 2 buretas	1
BCFS-002-001	de aluminio pintado para 2 buretas	1

EMBALAJE Y DATOS LOGÍSTICOS

referencia	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
BCFP-001-001	0,468	0,045	39233010	08434868004719
BCFP-002-001	0,897	0,07	39233010	08434868004726
BCFS-002-001	4,68	0,22	82032000	08434868004733

FOTO DEL PRODUCTO



MATERIAL

MATERIAL Polipropileno

Buena resistencia química y autoclavable hasta 121°C.


GENERAL INFORMATION
Product name : Burette clamps
Description : Available in polypropylene and painted aluminium

TECHNICAL DATA

reference	type	pcs/pack
BCFP-001-001	made in polypropylene for 1 burette	1
BCFP-002-001	made in polypropylene for 2 burettes	1
BCFS-002-001	made in painted aluminum for 2 burettes	1

PACKAGING AND LOGISTICS

reference	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
BCFP-001-001	0,468	0,045	39233010	08434868004719
BCFP-002-001	0,897	0,07	39233010	08434868004726
BCFS-002-001	4,68	0,22	82032000	08434868004733

PRODUCT PHOTO

MATERIAL
MATERIAL Polypropylene

Good chemical resistance and autoclavable at 121°C.

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Nom produit : Pince pour burette**Description :** Disponible en polypropylène ou aluminium peint


DONNÉES TECHNIQUES

référence	type	unités par ref.
BCFP-001-001	en polypropylène, pour 1 burette	1
BCFP-002-001	en polypropylène, pour 2 burettes	1
BCFS-002-001	en aluminium, pour 2 burettes	1

EMBALLAGE ET LOGISTIQUE

référence	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
BCFP-001-001	0,468	0,045	39233010	08434868004719
BCFP-002-001	0,897	0,07	39233010	08434868004726
BCFS-002-001	4,68	0,22	82032000	08434868004733

PHOTO PRODUIT



MATÉRIEL

MATÉRIEL Polypropylène

Bonne résistance chimique et autoclavable à 121 ° C.

INFORMAZIONE GENERALE

Nome del prodotto : Supporto per burette**Descrizione :** Disponibile in polipropilene e in alluminio verniciato


DATI TECNICI

referenza	tipo	unità per ref.
BCFP-001-001	in polipropilene per 1 buretta	1
BCFP-002-001	in polipropilene per 2 burette	1
BCFS-002-001	in alluminio verniciato per 2 burette	1

IMBALLAGGIO E DATI LOGISTICI

referenza	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
BCFP-001-001	0,468	0,045	39233010	08434868004719
BCFP-002-001	0,897	0,07	39233010	08434868004726
BCFS-002-001	4,68	0,22	82032000	08434868004733

FOTO DEL PRODOTTO



MATERIALE

MATERIALE Polipropilene

Buona resistenza chimica e autoclavabile fino a 121 °C.

ALGEMENE INFORMATIE

Produktnaam : Buretlem**Beschrijving :** Verkrijgbaar in polypropyleen en gelakt aluminium


TECHNISCHE GEGEVENS

referentie	type	stuks per ref.
BCFP-001-001	van polypropyleen voor 1 buret	1
BCFP-002-001	van polypropyleen voor 2 buretten	1
BCFS-002-001	gelakt aluminium voor 2 buretten	1

VERPAKKING EN LOGISTIEKE GEGEVENS

Referentie	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
BCFP-001-001	0,468	0,045	39233010	08434868004719
BCFP-002-001	0,897	0,07	39233010	08434868004726
BCFS-002-001	4,68	0,22	82032000	08434868004733

PRODUKTFOTO



MATERIAAL

MATERIAAL

Polypropyleen Goede chemische weerstand en autoclaveerbaar tot 121 °C.


ALLGEMEINE INFORMATIONEN
Produktname : Bürettenhalter
Beschreibung : Aus Polypropylen und lackiertem Aluminium verfügbar.

TECHNISCHE DATEN

Artikelnummer	Typ	Stückzahl pro Artikel
BCFP-001-001	aus Polypropylen für 1 Bürette	1
BCFP-002-001	aus Polypropylen für 2 Büretten	1
BCFS-002-001	aus lackiertem Aluminium für 2 Büretten	1

VERPACKUNG UND LOGISTIKDATEN

Referenz	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
BCFP-001-001	0,468	0,045	39233010	08434868004719
BCFP-002-001	0,897	0,07	39233010	08434868004726
BCFS-002-001	4,68	0,22	82032000	08434868004733

PRODUKTFOTO

MATERIAL
MATERIAL

Polypropylen Gute chemische Beständigkeit und autoklavierbar bis 121 °C.