

INFORMACIÓN GENERAL

Nombre del producto : Pera de goma para pipetas EASY 5

Descripción : De goma natural color rojo. Con tres válvulas para succión, vaciado y expulsión de aire



Producto disponible tanto en formato estándar como en formato 'pack ahorro'

DATOS TÉCNICOS

referencia	tipo	unidades por ref.
EAS5-001-001	corta: para pipetas hasta 10 ml	1
EAS5-002-001	larga: para pipetas hasta 100 ml	1
EAS5-001-025	corta: para pipetas hasta 10 ml	25
EAS5-002-025	larga: para pipetas hasta 100 ml	25

EMBALAJE Y DATOS LOGÍSTICOS

referencia	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
EAS5-001-001	1,248	0,043	40169997	08434868018600
EAS5-002-001	1,512	0,046	40169997	08434868018624
EAS5-001-025	12,72	1,245	40169997	08434868018617
EAS5-002-025	0,8	2	40169997	08434868018631

FOTO DEL PRODUCTO



MATERIAL

MATERIAL Goma de color rojo

GENERAL INFORMATION

Product name : EASY 5 rubber pipette filler

Description : Red natural rubber. With 3 valves for filling, delivery and air release



Available in standard size and economy size

TECHNICAL DATA

reference	type	pcs/pack
EAS5-001-001	standard: for pipettes up to 10 ml	1
EAS5-002-001	long: for pipettes up to 100 ml	1
EAS5-001-025	standard: for pipettes up to 10 ml	25
EAS5-002-025	long: for pipettes up to 100 ml	25

PACKAGING AND LOGISTICS

reference	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
EAS5-001-001	1,248	0,043	40169997	08434868018600
EAS5-002-001	1,512	0,046	40169997	08434868018624
EAS5-001-025	12,72	1,245	40169997	08434868018617
EAS5-002-025	0,8	2	40169997	08434868018631

PRODUCT PHOTO



MATERIAL

MATERIAL Red rubber

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Nom produit : Poire en caoutchouc pour pipette EASY 5

Description : En caoutchouc naturel de couleur rouge, avec trois valves pour aspiration, écoulement et purge de l'air



Disponible à la fois au format standard et au format 'pack économie'

DONNÉES TECHNIQUES

référence	type	unités par ref.
EAS5-001-001	courte : pour pipette jusqu'à 10 ml	1
EAS5-002-001	longue : pour pipette jusqu'à 100 ml	1
EAS5-001-025	courte : pour pipette jusqu'à 10 ml	25
EAS5-002-025	longue : pour pipette jusqu'à 100 ml	25

EMBALLAGE ET LOGISTIQUE

référence	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
EAS5-001-001	1,248	0,043	40169997	08434868018600
EAS5-002-001	1,512	0,046	40169997	08434868018624
EAS5-001-025	12,72	1,245	40169997	08434868018617
EAS5-002-025	0,8	2	40169997	08434868018631

PHOTO PRODUIT



MATÉRIEL Caoutchouc rouge

INFORMAZIONE GENERALE**Nome del prodotto : Propipetta in gomma EASY 5****Descrizione :** In gomma naturale di colore rosso. Dotata di tre valvole per il riempimento, lo scarico e l'espulsione dell'aria

Disponibile sia in formato standard che in confezione risparmio

DATI TECNICI

referenza	tipo	unità per ref.
EAS5-001-001	corta: per pipette fino a 10 ml	1
EAS5-002-001	lunga: per pipette fino a 100 ml	1
EAS5-001-025	corta: per pipette fino a 10 ml	25
EAS5-002-025	lunga: per pipette fino a 100 ml	25

IMBALLAGGIO E DATI LOGISTICI

referenza	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
EAS5-001-001	1,248	0,043	40169997	08434868018600
EAS5-002-001	1,512	0,046	40169997	08434868018624
EAS5-001-025	12,72	1,245	40169997	08434868018617
EAS5-002-025	0,8	2	40169997	08434868018631

FOTO DEL PRODOTTO

MATERIALE

MATERIALE Gomma di colore rosso

ALGEMENE INFORMATIE

Produktnaam : Rubberen pipetteerballon voor EASY 5 pipetten**Beschrijving** : Van rood, natuurlijk rubber. Met drie ventielen voor opzuigen, legen en luchtafvoer

Product beschikbaar in zowel standaard als voordeelpakket formaat

TECHNISCHE GEGEVENS

referentie	type	stuks per ref.
EAS5-001-001	kort: voor pipetten tot 10 ml	1
EAS5-002-001	lang: voor pipetten tot 100 ml	1
EAS5-001-025	kort: voor pipetten tot 10 ml	25
EAS5-002-025	lang: voor pipetten tot 100 ml	25

VERPAKKING EN LOGISTIEKE GEGEVENS

Referentie	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
EAS5-001-001	1,248	0,043	40169997	08434868018600
EAS5-002-001	1,512	0,046	40169997	08434868018624
EAS5-001-025	12,72	1,245	40169997	08434868018617
EAS5-002-025	0,8	2	40169997	08434868018631

PRODUKTFOTO



MATERIAAL

MATERIAAL Rood rubber

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Produktname : Pipettierball aus Gummi für Pipetten EASY 5

Beschreibung : Aus rotem Naturkautschuk. Mit drei Ventilen zum Ansaugen, Entleeren und Evakuieren.



Erhältlich im Standardformat sowie im 'Vorteilspack'

TECHNISCHE DATEN

Artikelnummer	Typ	Stückzahl pro Artikel
EAS5-001-001	kurz: für Pipetten bis 10 ml	1
EAS5-002-001	lang: für Pipetten bis 100 ml	1
EAS5-001-025	kurz: für Pipetten bis 10 ml	25
EAS5-002-025	lang: für Pipetten bis 100 ml	25

VERPACKUNG UND LOGISTIKDATEN

Referenz	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
EAS5-001-001	1,248	0,043	40169997	08434868018600
EAS5-002-001	1,512	0,046	40169997	08434868018624
EAS5-001-025	12,72	1,245	40169997	08434868018617
EAS5-002-025	0,8	2	40169997	08434868018631

PRODUKTFOTO



MATERIAL

MATERIAL Roter Gummi