

INFORMACIÓN GENERAL

Nombre del producto : BURETA DIGITAL EASY 70

Descripción : Rango de volumen entre 0,01ml y 99,99 ml. El impulso de la bureta esta motorizado, eso hace posible una valoración exacta, precisa y cómoda. El instrumento se puede montar directamente sobre una rosca GL 45, para otras botellas, utilice los adaptadores incluidos para las roscas más comunes en los frascos de laboratorio. Combina el agitador magnético con el proceso de titulación. Control de la bureta totalmente digital, tanto en el ajuste de los parámetros como en el proceso. Gran pantalla LCD. Todos los parámetros se pueden ajustar desde el controlador. Tiene una interfaz adicional para almacenar y exportar los datos experimentales. Elevación máxima del pistón: 10 ml. Cada bureta ha sido calibrada según la norma EN-ISO 8655. Garantía 2 años



El producto es conforme a las especificaciones definidas en la directiva europea que le incumbe



Producto cubierto por garantía de 2 años. frente a posibles defectos de fabricación o funcionamiento, excluyendo daños derivados de uso inadecuado o condiciones ajenas al producto

DATOS TÉCNICOS

referencia	exactitud	precisión	incremento	unidades por ref.
EASY-070-001	0,2%	0,07%	10 µl	1

EMBALAJE Y DATOS LOGÍSTICOS

referencia	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
EASY-070-001	6,5	1,59	90318020	08434868058668

FOTO DEL PRODUCTO



GENERAL INFORMATION

Product name : DIGITAL BURETTE, EASY 70

Description : Volume range between 0,01 ml and 99,99 ml. The burette's momentum is motorized, which allows a precise and comfortable evaluation, supported by convenient bottle-top titration. The instrument can be screwed directly onto a GL 45 screwthread. For other bottles, use the accompanying adapters for the most common threads in laboratory bottles. Fully-digital controls on the parameters settings and burette process. Large LCD screen. All parameters can be set in the controller. Has an extra interface to store and export experimental data. Max. piston lift is 10 ml. Each digital burette was individually calibrated according to EN-ISO 8655 standard. Warranty 2 years. Check the complete table of chemical compatibilities on our website



Complies with the specifications defined in the European directive



Product covered by a 2-year warranty against possible manufacturing or functional defects. Excludes damage resulting from improper use or external conditions unrelated to the product

TECHNICAL DATA

reference	accuracy	precision	increment	pcs/pack
EASY-070-001	0,2%	0,07%	10 µl	1

PACKAGING AND LOGISTICS

reference	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
EASY-070-001	6,5	1,59	90318020	08434868058668

PRODUCT PHOTO



INFORMATIONS GÉNÉRALES

Nom produit : BURETTE NUMÉRIQUE EASY 70

Description : Pour volumes entre 0,01 ml et 99,99 ml. Burette motorisée qui permet un dosage précis et commode. Peut se monter directement sur col GL 45, adaptateurs inclus pour les flacons de laboratoires les plus courants. Couplée avec un agitateur magnétique. Contrôle entièrement numérique (paramétrage et processus). Grand écran LCD. Tous les paramètres peuvent être réglés à partir du panneau de contrôle qui dispose d'une interface supplémentaire pour le stockage et l'exportation des données expérimentales. Volume max. du piston : 10 ml. Calibrée selon EN-ISO 8655. Garantie 2 ans



Conforme aux spécifications définies dans la directive européenne



Produit couvert par une garantie de 2 ans contre tout défaut de fabrication ou de fonctionnement, hors dommages dus à une utilisation inappropriée ou à des conditions extérieures au produit

DONNÉES TECHNIQUES

référence	justesse	précision	incrément	unités par ref.
EASY-070-001	0,2%	0,07%	10 µl	1

EMBALLAGE ET LOGISTIQUE

référence	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
EASY-070-001	6,5	1,59	90318020	08434868058668

PHOTO PRODUIT



INFORMAZIONE GENERALE

Nome del prodotto : BURETTA DIGITALE EASY 70

Descrizione : Range di volume tra 0,01 ml e 99,99 ml. Il movimento della buretta è motorizzato, ciò fa sì che la misurazione sia esatta, precisa e pratica. Può essere montato direttamente su bottiglie con collo a vite GL 45, per gli altri casi, si consiglia di utilizzare gli adattatori inclusi per le filettature più diffuse tra le bottiglie da laboratorio. Combina l'agitatore magnetico con la procedura di titolazione. Il controllo della buretta è interamente digitale, sia nella regolazione dei parametri che durante il processo. Ampio schermo LCD. Tutti i parametri possono essere regolati dal controller. Dispone di un'interfaccia aggiuntiva per immagazzinare ed esportare i dati sperimentali. Sollevamento massimo del pistone: 10 ml. Ogni buretta è stata calibrata conforme a EN-ISO 8655. Garanzia di 2 anni



Conforme alle specifiche definite nella direttiva europea



Prodotto coperto da garanzia di 2 anni. La garanzia include eventuali difetti di fabbricazione o funzionamento ed esclude danni dovuti a uso improprio o a fattori esterni al prodotto

DATI TECNICI

referenza	esattezza	accuratezza	incremento	unità per ref.
EASY-070-001	0,2%	0,07%	10 µl	1

IMBALLAGGIO E DATI LOGISTICI

referenza	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
EASY-070-001	6,5	1,59	90318020	08434868058668

FOTO DEL PRODOTTO



ALGEMENE INFORMATIE**Produktnaam : DIGITALE BURET EASY 70**

Beschrijving : Volumebereik tussen 0,01 ml en 99,99 ml. De impuls van de buret is gemotoriseerd, wat een exacte, nauwkeurige en comfortabele beoordeling mogelijk maakt. Combineert de magnetische roerder met het titratieproces. Volledig digitale aansturing van de buret, zowel bij het instellen van de parameters als in het proces. Groot LCD-scherm. Alle parameters kunnen worden aangepast vanaf de controller. Het heeft een extra interface om de experimentele gegevens op te slaan en te exporteren. Maximale zuigerlift: 10 ml. Elke buret is gekalibreerd volgens EN-ISO 8655. 2 jaar garantie. Bekijk de volledige chemische compatibiliteitstabel op onze website



Product voldoet aan de specificaties van de desbetreffende Europese richtlijn.



Product met 2 jaar garantie. Dekt mogelijke fabricage- of functioneringsfouten, met uitzondering van schade door onjuist gebruik of externe omstandigheden

TECHNISCHE GEGEVENS

referentie	nauwkeurigheid	precisie	toename	stuks per ref.
EASY-070-001	0,2%	0,07%	10 µl	1

VERPAKKING EN LOGISTIEKE GEGEVENS

Referentie	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
EASY-070-001	6,5	1,59	90318020	08434868058668

PRODUKTFOTO

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Produktname : DIGITALBÜRETTE EASY 70

Beschreibung : Volumenbereich zwischen 0,01 ml und 99,99 ml. Der Antrieb der Bürette ist motorisiert, sodass eine exakte, präzise und bequeme Titration möglich ist. Kombination aus Magnetrührer und Titrator. Kontrolle der Bürette komplett digital, sowohl bei der Parametereinstellung als auch bei der Titration. Großes LCD-Display. Alle Parameter lassen sich mittels Steuerung einstellen. Besitzt ein zusätzliches Interface für die Speicherung und den Export der Versuchsdaten. Maximale Kolbenhebung: 10 ml. Jede Bürette wird gemäß EN-ISO 8655 kalibriert. Garantie 2 Jahre. Eine vollständige Tabelle über chemische Kompatibilitäten finden Sie auf unserer Website



Erfüllt die in der europäischen Richtlinie definierten Spezifikationen



Das Produkt unterliegt einer 2-jährigen Garantie. Diese gilt für mögliche Herstellungs- oder Funktionsfehler mit Ausnahme von Schäden, die durch unsachgemäßen Gebrauch oder äußere Einflüsse entstanden sind

TECHNISCHE DATEN

Artikelnummer	Genauigkeit	Präzision	Steigerung	Stückzahl pro Artikel
EASY-070-001	0,2%	0,07%	10 µl	1

VERPACKUNG UND LOGISTIKDATEN

Referenz	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
EASY-070-001	6,5	1,59	90318020	08434868058668

PRODUKTFOTO

