

Alkalisch poederdetergent
Voor gebruik in een
laboratoriumvaatwasser

- Reinigt en ontvet
- Hoge emulgerende kracht
- Fosfaatvrij
- Volledige spoeling



Gebruiksaanwijzing

Toepassingen

LABKEM CLEANER A 107 is speciaal ontwikkeld voor het mechanisch reinigen en ontvetten van laboratoriumglaswerk en -apparatuur. Dankzij de samenstelling is het bijzonder doeltreffend onder moeilijke omstandigheden, zelfs bij lage concentraties. Het verwijdert perfect organische en minerale resten, vetten, oliën, chemische oplossingen, destillatieresiduen... LABKEM CLEANER A 107 bevat geen fosfaten die bepaalde analyses (bijv. water en fosfaten) zouden kunnen verstoren of het milieu zouden kunnen verontreinigen.

LABKEM CLEANER A 107 zorgt voor een doeltreffende verwijdering van vetten, oliën, organische en destillatieresiduen, biologische en chemische resten uit glaswerk en onderdelen van roestvrij staal, kunststof, porselein en keramiek.

Instructies en gebruikskoncentratie

LABKEM CLEANER A 107 is effectief vanaf 3 g per liter water, afhankelijk van het type machine, het gekozen programma en de hardnekkigheid van het vuil. De reinigingstemperatuur kan beginnen vanaf 50 °C. Voor een optimaal resultaat, voer een zure voorwas uit met LABKEM CLEANER A 103 om alkalische resten en andere minerale zouten te verwijderen. Gebruik dit product ook tijdens de spoelcyclus om restsporen van de alkalische wascyclus te verwijderen. LABKEM CLEANER A 107 laat geen resten achter na de spoelcyclus.

Fysische en chemische eigenschappen

Wit poeder met een karakteristieke geur.

- pH sol. 0.3% p / v: 11.4

Safety and recommendations

LABKEM CLEANER A 107 is alkalisch en wordt daarom niet aanbevolen voor zachte metalen (aluminium, zink en legeringen). Alkalische reinigingsmiddelen worden niet aanbevolen voor het reinigen van kunststoffen gemaakt van polycarbonaat of polystyreen.

Raadpleeg het veiligheidsinformatieblad van het product en de machine-instructies vóór gebruik.

Vermijd vocht en bewaar het product op een droge plaats.

Ingrediënten:

- Carbonaten
- Oppervlakteactieve stoffen
- Silicaten

Verpakking

4,5 kg verpakking