Hoja de producto ES

Fecha rev.: 02/11/2026
Ref. Doc: PDS-1818

INFORMACIÓN GENERAL

Nombre del producto : RACK PARA TUBOS DE CENTRÍFUGA, ABS

Descripción : Diseñado para sostener tubos de centrífuga de 15 ml y 50 ml. Se entrega en formato plano para un montaje sencillo. Capacidad para veinte tubos de 50 ml y treinta tubos de 15 ml


DATOS TÉCNICOS


referencia	h (mm)	l (mm)	w (mm)	tipo	unidades por ref.
TTAB-N01-001	63	171	209	naranja	1
TTAB-B01-001	63	171	209	azul	1

EMBALAJE Y DATOS LOGÍSTICOS

referencia	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
TTAB-N01-001	0,357	0,16	39269097	08434868111042
TTAB-B01-001	0,368	0,16	39269097	08434868111059

FOTO DEL PRODUCTO





MATERIAL

MATERIAL Acrilo nitrilo butadieno estireno (ABS) Rango de temperaturas tolerado en condiciones de uso normales: de -40 ºC a +85 (100) ºC

Product page EN

Date rev.: 11/02/2026
Doc. Ref: PDS-1818

GENERAL INFORMATION

Product name : RACK FOR CENTRIFUGE TUBES, ABS

Description : Designed to hold 15ml and 50ml centrifuge tubes. Delivered flat for easy assembly. Capacity for twenty 50ml tubes and thirty 15ml tubes


TECHNICAL DATA


reference	h (mm)	l (mm)	w (mm)	type	pcs/pack
TTAB-N01-001	63	171	209	orange	1
TTAB-B01-001	63	171	209	blue	1

PACKAGING AND LOGISTICS

reference	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
TTAB-N01-001	0,357	0,16	39269097	08434868111042
TTAB-B01-001	0,368	0,16	39269097	08434868111059

PRODUCT PHOTO





MATERIAL

Acrylobutadiene-styrene copolymer (ABS) Tolerated temperature range in normal use: from -40 ºC to +85 (100) ºC

Fiche produit FR

Date : 02/11/2026
Ref. Doc : PDS-1818

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Nom produit : RACK POUR TUBES DE CENTRIFUGATION, ABS

Description : Conçu pour contenir des tubes de centrifugation de 15 ml et 50 ml. Livré à plat pour un assemblage facile. Capacité pour 20 tubes de 50 ml et 30 tubes de 15 ml


DONNÉES TECHNIQUES


référence	h (mm)	long. (mm)	larg. (mm)	type	unités par ref.
TTAB-N01-001	63	171	209	orange	1
TTAB-B01-001	63	171	209	bleu	1

EMBALLAGE ET LOGISTIQUE

référence	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
TTAB-N01-001	0,357	0,16	39269097	08434868111042
TTAB-B01-001	0,368	0,16	39269097	08434868111059

PHOTO PRODUIT





MATÉRIEL

Acrylonitrile butadiène styrène (ABS) Plage de températures couramment tolérées : de -40 ºC à +85 (100) ºC

Scheda prodotto IT

Data: 02/11/2026
Ref. Doc: PDS-1818

INFORMAZIONE GENERALE

Nome del prodotto : RACK PER TUBI DA CENTRIFUGA, ABS

Descrizione : Progettato per contenere tubi da centrifuga da 15 ml e 50 ml. Consegnato piatto per un facile montaggio. Capacità per venti tubi da 50 ml e trenta tubi da 15 ml


DATI TECNICI


referenza	h (mm)	L (mm)	w (mm)	tipo	unità per ref.
TTAB-N01-001	63	171	209	arancione	1
TTAB-B01-001	63	171	209	blu	1

IMBALLAGGIO E DATI LOGISTICI

referenza	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
TTAB-N01-001	0,357	0,16	39269097	08434868111042
TTAB-B01-001	0,368	0,16	39269097	08434868111059

FOTO DEL PRODOTTO





MATERIALE

Acrilonitrile butadiene stirene (ABS) Range di temperatura tollerato in condizioni d'uso normali

Produkt informatieblad NL

Revisiedatum: 02/11/2026
Ref. Doc.: PDS-1818

ALGEMENE INFORMATIE

Produktnaam : REK VOOR CENTRIFUGEBUIZEN, ABS

Beschrijving : Ontworpen om centrifugebuizen van 15 ml en 50 ml vast te houden. Plat geleverd voor gemakkelijke montage. Capaciteit voor twintig 50 ml buizen en dertig 15 ml buizen


TECHNISCHE GEGEVENS


referentie	h (mm)	l (mm)	b (mm)	type	stuks per ref.
TTAB-N01-001	63	171	209	oranje	1
TTAB-B01-001	63	171	209	blauw	1

VERPAKKING EN LOGISTIEKE GEGEVENS

Referentie	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
TTAB-N01-001	0,357	0,16	39269097	08434868111042
TTAB-B01-001	0,368	0,16	39269097	08434868111059

PRODUKTFOTO





MATERIAAL

MATERIAAL Acrylonitril Butadieen Styreen (ABS) Temperatuurbereik getolereerd onder normale gebruiksomstandigheden: -40 ºC tot +85 (100) ºC

Produktblatt DE

Datum Rev.: 02/11/2026
Ref. Dok.: PDS-1818

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Produktname : REAGENZGLASSTÄNDER AUS ABS, FÜR ZENTRIFUGENRÖHRCHEN

Beschreibung : Entwickelt zur Aufnahme von 15 ml und 50 ml Zentrifugenröhrchen. Wird in flachem Format geliefert und ist einfach zu montieren. Kapazität für 20 x 50 ml Probenröhrchen und 30 x 15 ml Probenröhrchen.


TECHNISCHE DATEN


Artikelnummer	H (mm)	L (mm)	B (mm)	Typ	Stückzahl pro Artikel
TTAB-N01-001	63	171	209	orange	1
TTAB-B01-001	63	171	209	blau	1

VERPACKUNG UND LOGISTIKDATEN

Referenz	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
TTAB-N01-001	0,357	0,16	39269097	08434868111042
TTAB-B01-001	0,368	0,16	39269097	08434868111059

PRODUKTFOTO





MATERIAL

MATERIAL: Acrylnitril-Butadien-Styrol-Copolymer (ABS). Unter normalen Nutzungsbedingungen tolerierter Temperaturbereich: von -40 ºC bis +85 (100) ºC.